

DiSpin 细菌 RNA 快速提取试剂盒

货号：DP225-01

规格：50 次

保存：15-25℃

【产品简介】

本产品适用于快速提取细菌总 RNA，在 DiSpin 无苯酚、氯仿 RNA 快速提取技术基础上，又增加了基因组 DNA 清除柱，以便有效清除 gDNA，得到的 RNA 不需要 DNase 消化，可直接用于 PCR、荧光定量 PCR 等实验。独特的裂解液迅速裂解细胞和灭活细胞 RNA 酶，裂解混合物通过一个基因组 DNA 清除柱，基因组 DNA 被清除而 RNA 穿透滤过。滤过的 RNA 用乙醇调节结合条件后，RNA 在高离序盐状态下选择性吸附于离心柱内硅基质膜，再通过一系列快速的漂洗和离心的步骤，去蛋白液和漂洗液将细胞代谢物、蛋白等杂质去除，最后低盐的 RNase free Water 将纯净 RNA 从硅基质膜上洗脱。

【产品组分】

货号	组分	体积
DP225-101	裂解液 RLT Plus	25 ml
DP225-102	去蛋白液 RW1	40 ml
DP225-103	漂洗液 RW（首次使用前加入 42ml 无水乙醇）	10 ml
DP225-104	RNase-free Water	10 ml
DP225-105	70%乙醇（首次使用前加入 21ml 无水乙醇配成 70%乙醇）	9 ml
DP225-106	TE (PH8.0)	6 ml
DP225-107	溶菌酶	20 mg
DP225-108	吸附柱 RA 和收集管（RNase-free）	50 套
DP225-109	基因组 DNA 清除柱和收集管	50 套

【保存条件】

室温保存，保质期一年。

【产品特点】

1. 不需要使用苯酚，氯仿等试剂，也不需要乙醇沉淀。
2. 快速，简捷，单个样品操作一般可在 30 分钟内完成。
3. 独有的基因组 DNA 清除柱确保有效清除 gDNA 残留，得到的 RNA 不需要 DNase 消化，可直接用于 PCR、荧光定量 PCR 等实验。
4. 多次柱漂洗确保高纯度， OD_{260}/OD_{280} 比值达 2.1-2.2，基本无 DNA 残留，可用于 RT-PCR，Northern-blot 等实验。

【注意事项】

1. 所有的离心步骤均在室温完成，使用转速可以达到 13,000 rpm 的离心机。
2. 样品处理量不能超过基因组 DNA 吸附柱和 RNA 吸附柱处理范围，否则会造成 DNA 残留或者产量降低。在不清楚样品 DNA/RNA 含量时建议先使用较少的样品处理量，后面根据具体试验情况增加或者减少处理量。
3. 裂解液 RLT Plus 和去蛋白液 RW1 中含有盐酸胍/异硫氰酸胍化合物，操作时要戴乳胶手套，避免沾染皮肤，眼睛和衣服。若沾染皮肤、眼睛时，要用大量清水或者生理盐水冲洗。

4. 关于 DNA 的微量残留:

在总 RNA 提取过程中无法完全避免 DNA 的微量残留,本产品中配备了独有的缓冲体系和吸附膜,在大多数 RT-PCR 扩增过程中微量的 DNA 残留影响不大,如果要进行 mRNA 表达量分析如荧光定量 PCR,建议在进行模板和引物的选择时:

- 1) 选用跨内含子的引物,以穿过 mRNA 中的连接区,这样 DNA 就不能作为模板参与扩增反应。
- 2) 选择基因组 DNA 和 cDNA 上扩增的产物大小不一样的引物对。
- 3) 将 RNA 提取物用 RNase-free 的 DNase I 处理以提高效果。
- 4) 在步骤去蛋白液 RW1 漂洗前,直接在吸附柱上进行 DNase I 处理。

5. RNA 纯度及浓度检测:

完整性: RNA 可用普通琼脂糖凝胶电泳(电泳条件:胶浓度 1.2%; 0.5×TBE 电泳缓冲液; 150v, 15 分钟)检测完整性。由于细菌中 70%-80%的 RNA 为 rRNA,电泳后 UV 下应能看到非常明显的 rRNA 条带。细菌 rRNA 大小分别约为 5 kb 和 2kb,分别相当于 26S 和 13S rRNA。细菌 RNA 样品中最大 rRNA 亮度应为次大 rRNA 亮度的 1.5-2.0 倍,否则表示 RNA 样品的降解。出现弥散片状或条带消失表明样品严重降解。

纯度: OD260/OD280 比值是衡量蛋白质污染程度的参考指标。高质量的 RNA, OD260/OD280 读数(10mM Tris, pH7.5)在 2.1-2.2 之间(100%纯的 RNA 比值一般是 2.2 左右,本产品标准以达到 2.1-2.2)。OD260/OD280 读数受测定所用溶液的 pH 值影响。同一个 RNA 样品,假定在 10mM Tris, pH7.5 溶液中测出的 OD260/OD280 读数 1.8-2.1 之间,在水溶液中所测读数则可能在 1.5-1.9 之间,但这并不表示 RNA 不纯。

浓度: 取一定量的 RNA 提取物,用 RNase-free 水稀释 n 倍,用 RNase-free 水将分光光度计调零,取稀释液进行 OD260, OD280 测定,按照以下公式进行 RNA 浓度的计算: 终浓度 (ng/μl) = (OD260) × (稀释倍数 n) × 40。

【使用方法】

提示: 1) 首次使用请先在漂洗液 RW 瓶和 70%乙醇瓶中加入指定量无水乙醇。

2) 提取细菌 RNA 需先配制加了溶菌酶或者 lysostaphin 的 TE(10 mM Tris-HCl, 1 mM EDTA), TE 中已加入溶菌酶或者 lysostaphin, 浓度为 1mg/ml。

1. 离心收集 1-2ml 菌液(10^8 - 10^9 细胞)到一个 1.5 ml 离心管,尽可能去除上清,注意残留的上清不能超过 20μl/每使用 100μl TE(见下面步骤 2)。
2. 根据细胞的种类和数量,充分重悬细胞在 100μl(5×10^8 细胞)/ 200μl(5×10^8 - 7.5×10^8 细胞) TE 中(10 mM Tris-HCl, 1 mM EDTA), TE 中已加入溶菌酶或者 lysostaphin, 浓度为 1mg/ml, 或者直接用 TE 重悬后,用干净枪头挑取少许溶菌酶加入。
3. 室温(15-25℃)温育 5 分钟/溶菌酶, 或者 37℃温育 15 分钟/ lysostaphin, 破解细胞壁。每 2 分钟涡旋振荡 10 秒帮助破壁。

注意各种细菌破壁的难易程度不一样,一般革兰氏阴性菌 E.coli 使用上面的条件就足够了,甚至可能省略该步骤,但是某些革兰氏阳性菌如 B. subtilis 难破壁需要提高溶菌酶浓度到 15mg/ml 和温育时间到 10 分钟。如果金黄色葡萄球菌需要加入 lysostaphin 到 1mg/ml, 37℃温育 15 分钟。不同细菌类型破壁难易程度不同,难破壁的种类需要根据具体情况调节酶的种类、工作浓度和温育温度、时间,此外还可以使用玻璃珠击打,机械破壁,蛋白酶 K 消化等方法帮助破壁。

4. 短暂离心收集细胞到管底,吸弃上清。涡旋振荡重悬分散细胞。
5. 加入 500μl 裂解液 RLT Plus, 吹打混匀后用手剧烈振荡 20 秒,充分裂解。

一般加入裂解液后充分涡旋吹打后见不到明显团块或者不溶物,如果有明显团块或者不溶物可以将裂解物 13, 000rpm 离心 3 分钟,沉淀不能裂解的碎片或者不溶物,将裂解物上清全部转到一个新离心管再进行下一步。

6. 立刻将裂解物加入一个 DNA 清除柱上（清除柱放在收集管内）13,000 rpm 离心 30 秒，保留滤过液（RNA 在滤过液中）。

确保离心后液体全部滤过去，膜上没有残留，如有必要，可以加大离心力和离心时间。

7. 用微量移液器较精确估计滤过液体积（通常为 500 μ l，滤过时候损失体积应该减去），加入等体积的 70%乙醇（请先检查是否已加入无水乙醇!），此时可能出现沉淀，但是不影响提取过程，立即吹打混匀，不要离心。

8. 立刻将混合物(每次小于 700 μ l，多可以分两次加入)加入一个吸附柱 RA 中，（吸附柱放入收集管中）13,000 rpm 离心 30 秒，弃掉废液。

9. 加 700 μ l 去蛋白液 RW1，室温放置 30 秒，13,000rpm 离心 30 秒，弃掉废液。

10. 加入 500 μ l 漂洗液 RW（请先检查是否已加入无水乙醇），13,000 rpm 离心 30 秒，弃掉废液。加入 500 μ l 漂洗液 RW，重复一遍。

11. 将吸附柱 RA 放回空收集管中，13,000 rpm 离心 2 分钟，尽量除去漂洗液，以免漂洗液中残留乙醇抑制下游反应。

12. 取出吸附柱 RA，放入一个 RNase free 离心管中，根据预期 RNA 产量在**吸附膜的中间部位**加 30-50 μ l RNase free water，室温放置 1 分钟，13,000 rpm 离心 1 分钟。

13. 如果预期 RNA 产量>30 μ g，加 30-50 μ l RNase free water 重复步骤 10，合并两次洗脱液，或者使用第一次的洗脱液加回到吸附柱重复步骤一遍(如果需要 RNA 浓度高)。

洗脱两遍的 RNA 洗脱液浓度高，分两次洗脱合并洗脱液的 RNA 产量比前者高 15–30%，此操作浓度会降低，请根据需要做出选择。裂解液 RLT Plus 最大处理量不超过 10^7 个细胞。

【备注】

本产品仅供科研使用。在确认产品质量出现问题时，承诺为您更换等量合格产品，本公司对此产品所承担的责任仅限于产品价值本身。